

SystemSURE Plus™ ATP-system

Validera din rengöring på 15 sek!




Fördelar SystemSURE Plus™

- ✓ Objektiv metod — inga tveksamheter vid tolkning av resultat
- ✓ Möjliggör omedelbara korrigeringsåtgärder — förhindrar allvarliga incidenter
- ✓ Kostnadseffektiv rengöringsvalidering — snabbare och säkrare utvärdering av rengöringsmetoder
- ✓ Proaktiv identifikation av riskytor — kontinuerligt förbättringsarbete
- ✓ Kraftfullt utbildningsverktyg — åskådliggör effektiv rengöring av ytor och händer samt motiverar personal
- ✓ Dedikerad programvara — statistisk utvärdering av resultaten
- ✓ Etablerad metod — fler än 2000 användare i Skandinavien (2011-12-31).

Vad är ATP?

ATP står för adenosintrifosfat och är en energibärare i alla celler. ATP förekommer därför i allt biologiskt material och kan användas som en indikatormolekyl för renlighet. När ATP kommer i kontakt med luciferin/luciferas utvecklas ljus eller så kallad bioluminescens. Detta ljus kan mätas med SystemSURE plus™ vilket ger ett kvantitativt mått på mängden organiskt material i ett vattenprov eller på en kontrollerad yta.



SystemSURE Plus™ ATP-system

Funktioner

- Enkla menyer att använda
- 250 programmerbara testpunkter
- 20 programmerbara testplaner
- Alfanumeriska ID-platser
- Sparar 2000 resultat
- Programmerbara användarnamn/ID
- Självkalibrering vid start
- Detekterar ner till 1 femtomol ATP
Enhet RLU (Relative Light Units)
1 RLU = 1 femtomol ATP

Instrumentets design

- Kompakt & lätt 7 x 18 x 3 cm, 0.26 kg
- Tåligt skal och förseglat tangentbord till skydd mot stötar, stänk och fuktig miljö
- Avancerad fotodiodteknik för säkra svar
- AA batteridrift (varar upp till 3000 tester)

Programvara


- SureTrend™
- PC-kompatibel

Används med provtagningsenheter

- UltraSnap™ (omgivningsprov)
- SuperSnap™ (omgivningsprov)
- AquaSnap™ (vattenprov)



Artikel	Produktnamn	Typ	Antal per förp.
SSPLUS	SystemSURE Plus™	ATP-mätare	1
US2020	UltraSnap™	Omgivningsprover	100
SUS300	SuperSnap™	Omgivningsprover	100
AQ100	AquaSnap™	Vattenprover	100
PCD400	Kalibrerings Kontroll Kit	Kalibrering	1



Så här enkel är metoden

